

Link do produktu: <https://dafakosmetyki.pl/bielenda-professional-kontakt-zel-do-zabiegow-z-ultradzwiekami-500g-p-4244.html>



BIELEND A PROFESSIONAL KONTAKT ŻEL DO ZABIEGÓW Z ULTRADŹWIEKAMI 500g

Cena	29,90 zł
Cena poprzednia	37,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5902169015909
Kod producenta	137362
Kod EAN	5902169015909
Producent	Bielenda Professional

Opis produktu

BIELEND A PROFESSIONAL KONTAKT ŻEL DO ZABIEGÓW Z ULTRADŹWIEKAMI 500G

Żel kontaktowy do zabiegów z ultradźwiękami. Jest idealnym przewodnikiem do wprowadzania składników aktywnych z preparatów podczas wykonywania zabiegów z użyciem urządzeń kosmetycznych takich jak sonoforeza, jonoforeza, mezoterapia bezigłowa, fale radiowe, liposukcja ultradźwiękowa oraz fotonowy masażer ultradźwiękowy. Żel zapewnia bardzo dobrą przewodność fal ultradźwiękowych, jest produktem gotowym do użycia, który ułatwia wprowadzenie substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, zapewniając stały poślizg. wzbogacony o kwas hialuronowy dodatkowo nawilża skórę.

Przeznaczenie: żel przewodzący, niezbędny do prawidłowego wykonania zabiegów z użyciem urządzeń kosmetycznych – sonoforeza (ultradźwięki), jonoforeza, mezoterapia bezigłowa, RF fale radiowe, liposukcja ultradźwiękowa (kawitacyjna), 2w1 Fotonowy masażer ultradźwiękowy.

Składniki aktywne:

- Kwas hialuronowy- chłonie skórę niczym gąbka – tę właściwość wykorzystuje się w kosmetykach o działaniu nawilżającym. Szybko przynosi skórze ukojenie, odświeżenie, ulgę np. po ekspozycji słonecznej.
- Gliceryna- ma przede wszystkim działanie nawilżające i okluzyjne. Wzmacnia barierę ochronną i zapobiega ucieczce wody z naskórka

Sposób użycia: na oczyszczoną skórę należy zaaplikować cienką warstwę żelu sprzęgającego i przystąpić do pracy z wybranym urządzeniem. Po wykonanym zabiegu nadmiar żelu należy usunąć przy pomocy wilgotnych kompresów. Nie należy dopuszczać do wyschnięcia preparatu na skórze w trakcie wykonywania zabiegu.

Uwaga! Należy unikać przedostania się preparatu do oczu. Żel zapewnia bardzo dobrą przewodność fal ultradźwiękowych. Jest produktem gotowym do użycia, który ułatwia wprowadzenie substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, zapewniając stały poślizg.

INCI: aqua(water), glycerin, polysorbate 20, sodium hyaluronate, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, triethanolamine, disodium edta, ethylhexylglycerin, phenoxyethanol

Pojemność: 500g