

Link do produktu: <https://dafakosmetyki.pl/janssen-cosmetics-detox-fluid-ampulka-koncentrat-rewitalizujacy-25x2-ml-p-976.html>



JANSSEN COSMETICS DETOX FLUID AMPUŁKA KONCENTRAT REWITALIZUJĄCY 25X2 ML

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4040943007021
Kod producenta	1929P
Kod EAN	4040943007021
Producent	Janssen Cosmetics

Opis produktu

JANSSEN COSMETICS DETOX FLUID AMPUŁKA KONCENTRAT REWITALIZUJĄCY 25X2 ML

Ampułka detoksykująco rewitalizująca, prewencja przeciwstarzeniowa. Aktywny koncentrat intensywnie rewitalizujący skórę. Zmęczona i szara cera, to wyraźne oznaki, że skóra potrzebuje magicznej ampułki Detox. Jej główne zadanie to aktywacja naturalnego systemu detoksykacji w skórze, w celu zapobiegania utracie witalności, przedwczesnemu starzeniu się skóry i powstawaniu plam pigmentacyjnych. Detox Fluid zawiera substancje aktywne, które wspomagają naturalny proces rozbijania uszkodzonych elementów komórkowych. Peptyd awokado oraz ekstrakt drożdżowy z polisacharydów alfa-glukan, chroni komórki skóry przed gromadzeniem się wadliwych białek i lipofuscyny. Koncentrat optymalizuje również zawartość wilgoci w skórze, dzięki długo i krótkołańcuchowemu kwasowi hialuronowemu. Rezultat jest natychmiastowy: cera nabiera świeżego, zdrowego wyglądu, proces powstawania przebarwień zostaje zahamowany, a zmarszczki i drobne linie ulegają spłyceniu.

Ampułkę można wprowadzać za pomocą mezoterapii bezigłowej, ultradźwięków (sonoforezy) oraz jonoforezy (-) lub manualnie.

Składniki aktywne:

- Peptyd awokado – przetwarza zbędne produkty przemiany komórkowej, tworzy nową energię dla skóry, poprzez stymulowanie produkcji nowych białek; zwiększa aktywność proteasomów (proteasomy to kompleksy enzymów występujące w cytoplazmie komórek, rozkładające nieprawidłowo zbudowane białka – chronią komórkę przed gromadzeniem się wadliwych białek);
- Ekstrakt drożdżowy z polisacharydów α -glukan: intensywnie wspiera proces detoksykacji skóry; zmniejsza gromadzenie się lipofuscyny, tym samym redukując przebarwienia; zwiększa odbicie światła na powierzchni skóry, pozostawiając ją gładką i odświeżoną;
- Długo – i krótkołańcuchowy kwas hialuronowy –intensywnie nawilża i zatrzymuje wilgoć w skórze.

Sposób użycia: w celu bezpiecznego otwarcia, użyj wygodnego otwieracza do ampułek (dostępnego w naszym sklepie) lub owiń szybką ampułki chusteczką papierową i szybkim ruchem odłóż ją od reszty ampułki. Następnie przelej całą zawartość na dłoń i rozprowadź równomiernie na twarzy i szyi, delikatnie wmasowując. Potem nałóż właściwy preparat pielęgnacyjny. Wyłącznie do użytku zewnętrznego!

Uwaga: Aplikuj przy użyciu jonoforezy tylko wtedy, jeśli pozwala na to stan skóry.

Polaryzacja: NEGATYWNA (-), czas: 3-5 minut.

Pojemność: 25 x 2ml